



DESCRIZIONE DELLALENTE

Nome commerciale SL38

Tipologia di lente MORBIDA CONVENZIONALE ANNUALE

Correzione Miopia e Ipermetropia

Confezione 1 Vial

Sistema di produzione Semistampaggio

Materiale Polymacon gruppo I

Uv Absorber No

Idrofilia 38%

Dk 9

Spessore 0.11

Geometria Bicurva

Curva 8.30 8.60 8.90 per il diametro 14.00

Curva 8.00 8.30 per il diametro 13.00

Potere Sferico da 0.00 a +/- 6.00 int. 0.25dt, da +/- 6.00 a +/-25.00 int. 0.50dt

Gamma colore Neutro

Tabella applicativa consigliata in Ø 14.00

Per parametri corneali inferiori a 7.65mm applicare Rb 8.30

Per parametri corneali compresi fra 7.70 a 8.20mm applicare Rb 8.60

Per parametri corneali superiori a 8.25mm applicare Rb 8.90

Manutenzione consigliato

Soleko Salina per il risciacquo, Soleko UniYal, Ekinos o sistema al Peroxide per la conservazione e disinfezione, Soleko Cleaner M per la pulizia quotidiana, Soleko I Fresh Yal o Ekinos Drops per umettare e lubrificare.