



DESCRIZIONE DELLALENTE

Nome commerciale M1Yal

Tipologia di lente MORBIDE A RICAMBIO MENSILE

Correzione Miopia Ipermetropia

Confezione 3 lenti in blister

Sistema di produzione stampaggio

Materiale Bioxifilcon B gruppo II

Uv Absorber si

Idrofilia 55%

Dk 26

DK/T 33.8

Spessore 0.08 (-3.00)

Geometria Asferica ad Alta Definizione

Curva 8.60

Diametro 14.20

Potere Sferico da 0.00 a +/- 6.00 int. 0.25dt, da - 6.00 a -15.00 int. 0.50dt

Colore Blue Tint

Tabella applicativa consigliata

La geometria della M1Yal può essere applicata su quasi tutta la totalità delle cornee, considerando comunemente un range di curvatura corneale tra 7.60mm e 8.20mm.



Manutenzione consigliato

Soleko Salina per il risciacquo, Soleko UniYal, Ekinos o sistema al Peroxide per la conservazione e disinfezione, Soleko Cleaner M per la pulizia quotidiana, Soleko I Fresh Yal o Ekinos Drops per umettare e lubrificare.