

## QUEEN'S I-FRESH R 20 ML

### PROPRIETA' & INDICAZIONI

La soluzione Queen's I-Fresh R ha un elevato potere lubrificante, è isomolare rispetto alle cellule oculari ed ha un pH compatibile con i tessuti e con i liquidi organici oculari con cui viene a contatto. Queen's I-Fresh R ristabilisce l'idratazione la bagnabilità delle lenti rigide gas-permeabili, conferendo un ottimo comfort e una migliore biotollerabilità.

### CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

### COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultate lo specialista.

Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio.