

DATI TECNICI

La lente a contatto morbida a ricambio mensile di nuova generazione con un materiale innovativo con Glicerina e Acido Ialuronico che danno alla lente una sensazione di comfort e di freschezza durante l'uso.

Confezione	3 lenti – codice QM3 1 lente - codice QM1
Materiale	Bioxifilcon B
H2O	55%
BC	8.6
Gamma poteri	-15.00 a - 6.50 (0.50) step - 6.00 a + 6.00 (0.25) step + 5.50 a + 6.00 (0.50) step
DIA	14.2
DK/t	33.8 ±2
Utilizzo	mensile